





# 車いす上での体圧分散の違い


# 車いす上での体圧分散の違い

フットサポートが適度な高さで太ももが設置している場合





# 車いす上での体圧分散の違い

フットサポートが高過ぎて太腿が浮いている場合




# 車いす上での体圧分散の違い

フットサポートが高過ぎて太腿が浮いている場合



# 車いす上での姿勢に注意！



滑りすわり（ずっこけすわり・後傾姿勢）の場合





# 車いす上での姿勢に注意！


滑りすわり（ずっこけすわり・後傾姿勢）の場合





⚠️ 最も床ずれリスクの高い尾骨部に圧力が集中！

# 車いす上での体圧分散の違いまとめ



## 身体に合った車いす



## 足が浮いた座位




## 滑りすわり



# 車いす用クッションを使用した場合



## 身体に合った車いす



使用前

使用后



## 足が浮いた座位



使用前

使用后

## 滑りすわり




使用前


使用后



# 一般品と床ずれ防止用具の違いについて




体圧の分散と、ずれ力の軽減、  
底つき防止をバランスよく考慮




各社がしっかりとした  
耐久試験を実施




カバーは洗濯機で洗え、  
予備のカバーもご用意  
(オプション品)



安全性を考慮し、  
裏面には滑り止め生地を使用



ご使用環境やお好みによって選べるよう、  
防水カバーと通気カバーをご用意



ご清聴ありがとうございました

本研修データ／加盟企業情報



<https://www.jaspa-ctu.jp>

お使用の製品についての詳細情報につきましては、各社にお問合せください